

# ご存じでしたか?

エイコムの電気化学検出器は、**他社 HPLC システムと接続できます**

compatibility
   
 互換性



## HPLC 用検出器比較

検出器	感度	選択性	汎用性
ECD	$<10^{-15}$ mol	○	○
蛍光	$<10^{-15}$ mol	○	○
UV	$<10^{-12}$ mol	△	◎

こんな方におすすめです。

感度が出ない

分析条件を  
確立してほしい

トータルシステム  
までは予算がない



株式会社 **エイコム**



本社：京都市伏見区下烏羽北門面田町 113 〒612-8497

TEL：075-622-2112

東京営業所：東京都文京区本郷 1 丁目 12 番 7 号甲田ビル 3F 〒113-0033

TEL：03-3818-5223

販売代理店