



# エイコムの手仕事 ご紹介

ハミルトンガスタイトシリンジの先端カット



## 先端 フラット加工

人の手もチューブも傷つけません。


### 主な取り扱いサイズ

【10 $\mu$ L】	1701N	【500 $\mu$ L】	1750LTN
【25 $\mu$ L】	1702N	【1.0mL】	1001LTN
【50 $\mu$ L】	1705N	【2.5mL】	1002LTN
【100 $\mu$ L】	1710N	【5.0mL】	1005LTN
【250 $\mu$ L】	1725LTN		

他にも取り寄せ可能です。ご相談下さい。



販売代理店



 **株式会社 エイコム**

本 社 : 京都市伏見区下鳥羽北円面田町 113 〒612-8497

TEL : 075-622-2112

東京営業所 : 東京都文京区本郷 1 丁目 12 番 7 号甲田ビル 3F 〒113-0033

TEL : 03-3818-5223