



AtmosLM Information

Vol.2

高分子やペプチドをマイクロダイアリシス (AtmosLM) で回収した際の測定条件に関するご案内 / 情報です。

Target	Measurement	Journal article
tau P	KHB0042 (Invitrogen) The AlzBio3 immunoassay (#80584, Fujirebio, Gent, Belgium) Tau13, #MMS-520R, Covance, 1:2,000	○
CRF	YK131 (Yanaihara)	
α 2AP	mouse α 2AP ELISA kit (Innovative Research, MI, USA)	○

※ 測定に使用されている物品の性能についてはそれぞれのメーカーへお問い合わせください

Vol.2

tau P

CRF

α 2AP

Vol.3

IL-1β

BDNF

insulin

Vol.4

substance P

trastuzumab

α -Synuclein

Vol.5

cytokine

progranulin

mAb(IgG)



株式会社 **エイコム**

Web : <http://www.eicom.co.jp>

本社 : 京都市伏見区下鳥羽北円面田町113 〒612-8497
TEL 075-622-2112 (代表) FAX 075-622-2114
東京営業所 : 東京都文京区本郷1丁目12-7甲田ビル3F 〒113-0033
TEL 03-3818-5223 (代表) FAX 03-3818-4540