

DR-II オプション


Rat
1ch
DR-II

DRF-01 ラット1流路フリームービングセット



code:280280

シーベル (1流路)
ECS1-20S




code:280202

ポリウレタンカテーテルセット (10本入)
PCU-40 (頸静脈・頸動脈, 40 μ L)



code:280275

カテーテルプラグ, 10ヶ
DR-PGC



code:280220

ラット側FEPチューブ
FEP-TR



code:280406

パイプリード Type-C
DR-PL-C



code:280396

首輪 Type-C
DR-CO-C



code:280397

首輪 交換ハーネス
DR-CE-C

DRF-21 ケージ付き ラット1流路フリームービングセット



ブラインドケージ
BC-100



今まで **背伸び** をして上から動物を掴んでいたのが、板を上へずらして外すだけで **ほぼ正面** から掴めます