

ローラーポンプ ERP-10

ペプチド ダイアリシス システム (AtmosLM)



精度の良い低速送液が可能のため、プッシュプルダイアリシスの
プルポンプにご利用いただけます。

仕様

流量範囲	0.05 ~ 50 μ L/min
流路	2 ch
ローラー径	24 mm
ローラーロッド数	6
ローラーチューブ (別売)	0.25 mm I.D. タイゴンチューブ
サイズ	100 (W) x 230 (D) x 170 (H) mm
重量	2.2 kg
電源	AC 100~240 V 50/60 Hz 100 VA



株式会社 **エイコム**

本社：京都市伏見区下鳥羽北円面田町113 〒612-8497
TEL 075-622-2112 (代表) FAX 075-622-2114

東京営業所：東京都文京区本郷1丁目12-7甲田ビル3F 〒113-0033
TEL 03-3818-5223 (代表) FAX 03-3818-4540

USA San Diego Office
：5295 Toscana Way #748, San Diego, CA92122
TEL +1-858-623-9147 FAX +1-858-623-9167

Web：http://www.eicom.co.jp (日本語)
http://www.eicom-usa.com (English)

定価350,000円 (税別)