



AtmosLM Information

Vol.5

高分子ペプチドをマイクロダイアリシス（アトモス）で回収した後の測定条件に関するご案内もしくは情報

Target	Measurement	Journal article
cytokine	Bead based assay (12-plex, BioRad MagPix, catalog # 171-K1002M)	○
progranulin	ELISA kit from Adipogen	○
mAb(IgG)	Supplied by Roche Pharmaceuticals	○

※ 測定に使用されている物品の性能についてはそれぞれのメーカーへお問い合わせください

<u>Vol.1</u>	<u>Vol.2</u>	<u>Vol.3</u>	<u>Vol.4</u>
A β	tau P	IL-1 β	substance P
IL-6	CRF	BDNF	trastuzumab
AgRP	α 2AP	insulin	α -Synuclein



株式会社 **エイコム**

Web : <http://www.eicom.co.jp>

本社：京都市伏見区下鳥羽北円面田町113 〒612-8497
TEL 075-622-2112(代表) FAX 075-622-2114
東京営業所：東京都文京区本郷1丁目12-7甲田ビル3F 〒113-0033
TEL 03-3818-5223(代表) FAX 03-3818-4540