



シリンジポンプ購入でシリンジあげる キャンペーン


今、シリンジポンプを購入すると

ガスタイトシリンジ 2.5mL
~~¥18,400~~

3/31
まで

1本
今だけ
限定




無料



ESP-36

| | |
|---------|--|
| 動作モード | 送液・吸引 |
| 送液精度 | ±0.35% |
| 1ステップ | 0.046µm/ステップ以下 |
| シリンジの仕様 | 0.5µL-60mL |
| 最小流量 | 0.0001µL/min(0.5µLシリンジ) |
| 最大流量 | 102mL/min(60mLシリンジ) |
| ドライブモード | 1/64 マイクロステップ付き1.8°ステップモーター |
| 最大直線推力 | 23キロ |
| 動作音 | ≤64dB |
| サイズ | 29.5cm(W) x 20.0cm(D) x 11.5cm(H) <small>※タッチパネル部分の引っ張り含む</small> |
| 消費電力 | 50W |

シリンジポンプの検討されている方は、この機会にぜひ！



その他のおすすめ EFC-96 <フラクションコレクター>



シリンジ1本無料のキャンペーンは2022年3月31日までの
ご注文分とさせていただきます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい



株式会社エイコム

本社：京都市伏見区下鳥羽北円面田町 113 〒612-8497

TEL：075-622-2112

東京営業所：東京都文京区本郷1丁目12番7号甲田ビル3F 〒113-0033

TEL：03-3818-5223

販売店