



外観は変更する可能性があります

ローラーポンプ

# ERP-20

精度の良い低速送液が可能のため、プッシュプルダイアリスのプルポンプにご利用いただけます。

## 仕 様

流速範囲	0.05 ~ 50 $\mu$ L / min
流 路	2 ch
ローラー径	24 mm
ローラーロッド数	6
ローラーチューブ (別売)	0.25 mm I.D タイゴンチューブ
サイズ	100 (w) x 230 (D) x 170 (H) mm
重 量	2.2 kg
電 源	AC 100 ~ 240V 50/60 Hz 100 VA