



# Make it better

# EICOM



食品や衛生関連  
でも注目度 UP 中

品名	型式	価格
酸化窒素分析システム	ENO-30	¥4,280,000

※ 別途データ処理装置が必要です。

## ENO-30 関連文献


- Supplemental nitrite increases choroidal neovascularization in mice
- The effect of chlorhexidine mouthwash vs propolis mouthwash on the nitrate-reducing activity of oral bacteria and vascular control in healthy individuals
- Endogenous generation of nitro-fatty acid hybrids having dual nitrate ester (RONO2) and nitroalkene (RNO2) substituents

# ENO-30

## Nitrogen Oxide Analysis System

### 感度アップ

ENO-20 から ENO-30 へのモデルチェンジではカラムや移動相の変更無しで約 1.5 倍の感度アップが確認されています。



### より使いやすく

- ・トラップ瓶が無くなり、溶媒の置換が早い
- ・ポンプシステムにパーズ機能が付き、溶媒の置換が早い
- ・ポンプ部を ECD、蛍光検出器と接続して使用可能
- ・データ処理装置はそのまま使用可能 (PC との接続は要確認)
- ・トラブル時、上下分けて返送可能 (検出部、ポンプ部)

### 多分野

様々なサンプルの種類で ENO-30 を使った多くの論文が発表されています。ラットやマウスの組織や血液、尿、人の筋肉や唾液、血液など様々です。

詳しいスペックはこちら



株式会社 **エイコム**

Web : <http://www.eicom.co.jp>