


マイクロダイアリシスが

再注目されています

これまでの変遷 (プローブ注文数より)



1980… マイクロダイアリシス法が登場

1990… 手技が確立されブーム化

2000… HPLCとのダイレクト接続により、ほぼリアルタイムで脳内挙動を可視化


2010… トレッドミル、オプトジェネティクスなど他の動物試験との組み合わせ多様化

2025…

低分子以外的高分子ペプチド、独自で開発された薬物動態拡散回収のチャレンジなど分野ごとに深掘りされています

回収してみませんか？

最近の代表的なテーマと物質



アルツハイマー / パーキンソン

アミロイドベータ / α シスクレイン / タウタンパク



睡眠

セロトニン / メラトニン



新分野：核酸回収



食欲

レプチン / グレリン



うつ病

血中や唾液からのセロトニン、ドーパミンなど低分子カテコールアミン

お問い合わせ / 代理店



株式会社エイコム
本社：075-622-2112
東京営業所：03-3818-5223